

medidat[®] 11.3

Installation unter Windows XP und Vista

Es gibt verschiedene Arten der Installation. Wählen Sie die folgende aus:

Neu- oder Update-Installation im Netzwerk:


Diese Installationsart ist die richtige, wenn zwei oder mehrere PCs in Ihrer Praxis untereinander vernetzt sind.

Schließen Sie alle Programme, bevor Sie mit der medidat-Installation beginnen. Außerdem darf während der Installation an keinem Computer-Arbeitsplatz gearbeitet werden. Darüber hinaus müssen Sie über Administratorrechte verfügen, um die Installation durchführen zu können.


Halten Sie für die Installation Ihr LIZENZ-ZERTIFIKAT bereit.

Doppelklicken Sie die von unserer Internetseite heruntergeladene Datei „**SetupMedidat11.exe**“. Der Installationsvorgang beginnt jetzt. Wenn Sie eine CD von uns erhalten haben, legen Sie die CD ein und starten die Installation von der CD.

Zunächst sehen Sie den „Willkommen-Bildschirm“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.




Danach erscheint der Bildschirm „Installations-Art“. Klicken Sie auf die Auswahl „Netzwerkinstallation“ und danach auf die Schaltfläche „Weiter“.



Sie müssen jetzt entscheiden, was Sie installieren möchten.

Es stehen vier Installationsmöglichkeiten für die Netzwerkinstallation zur Verfügung.

1. Arbeitsplatz (Netzwerk)
Sie möchten einen weiteren Arbeitsplatz in Ihrem vorhandenen Netzwerk installieren. medidat wurde also bereits früher im Netzwerk eingerichtet. Auf dem neuen Arbeitsplatz muss also nur noch das Programm eingerichtet werden. Dafür ist diese Auswahl die richtige.
2. Verknüpfung (Netzwerk):
Ihr Netzwerk wurde umkonfiguriert und deswegen wird die Datenbank von medidat nicht mehr gefunden. Um die Verknüpfungen wieder herzustellen, wählen Sie bitte diesen Punkt.
3. nur Datenbank:
Sie möchten die Datenbank von medidat neu installieren. Diese Option sollten Sie nur dann verwenden, wenn Sie eine neue leere Datenbank erzeugen möchten.
4. Datenbank-Ordner einstellen:
Wenn medidat bereits installiert ist und somit auch die Datenbank bereits vorhanden ist, können Sie diese Option benutzen, um die Verknüpfung zwischen Programm und Daten wieder herzustellen, sofern die Datenbank verschoben worden ist.



Sie sehen auf dem folgenden Bild den „Lizenzabkommen-Bildschirm“. Wenn Sie mit den Lizenzbedingungen einverstanden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Annehmen“.


Als nächstes erhalten Sie den Bildschirm „Programm-Ordner festlegen“. Übernehmen Sie die Vorgabe und klicken Sie auf „Weiter“.

Im nun folgenden Dialog „Datenbank-Ordner festlegen“ bestimmen Sie, wohin die medidat-Datenbank installiert werden soll. Wählen Sie bitte „für alle Benutzer auf diesem Rechner“ an. Klicken Sie auf „Weiter“.


Nun können Sie den „Startmenü-Ordner“ bestimmen. Übernehmen Sie hier die Vorgabe und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Bitte tragen Sie im Fenster „Ordner mit Datenbank der Vorgänger-Version auswählen“ nichts ein, wenn Sie eine Neuinstallation im Netzwerk durchführen.

Bei einer Updateinstallation erkennt medidat den Datenpfad selbständig und trägt ihn hier ein. Klicken Sie hier auf „Weiter“, wenn die Angaben stimmen.



Es erscheint nun das Fenster mit dem Dialog für die „medidat Lizenzierung“.



Wenn Sie eine Neuinstallation im Netzwerk durchführen, geben Sie hier Ihre Seriennummer und Ihren Freischaltcode ein. Beide Angaben finden Sie auf dem Lizenzzertifikat. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Null nicht mit dem „O“ und „l“ nicht mit dem Kleinbuchstaben von „L“ vertauschen. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

Bei einer Updateinstallation übernehmen Sie bitte die Vorgaben.

In der Lizenzanzeige sehen Sie die von Ihnen erworbenen Module. Klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Schließlich sehen Sie jetzt eine „Zusammenfassung der Installationsoptionen“. Klicken Sie jetzt auf „Installieren“. Schließlich klicken Sie zu guter Letzt noch auf „Fertig stellen“.

Auf dem Desktop (Windows Startbildschirm) sehen Sie jetzt die medidat Icons (Symbole).

Starten Sie jetzt das medidat Basisprogramm, indem Sie das medidat-Symbol doppelklicken. Jetzt erscheint die „medidat Systemanmeldung“.



Geben Sie das Passwort „**blume**“ ein, das Sie später aber ändern sollten.

Legen Sie nach dem Starten von medidat zunächst den Behandler (Ihr Name, Adresse, Bankverbindungen usw.) an. Danach können Sie mit dem Eingeben von Patientendaten beginnen.

An jeder Stelle des Programms erhalten Sie durch Drücken der **F1**-Taste Hilfe.

Führen Sie täglich eine Datensicherung auf ein externes Medium, wie z.B. externe Festplatte, Memory Stick, CD/DVD o.a. durch.

Wenn Sie hierzu Fragen haben, melden Sie sich bitte bei uns.

Handbuch

Auch wir möchten es vermeiden überflüssiges Papier zu produzieren. Deshalb wird medidat mit einem „Online-Handbuch“ ausgeliefert. Sie können das „Online-Handbuch“ auch auszudrucken.

Das Handbuch liegt sowohl als Worddokument als auch als PDF-Datei (Acrobat Reader) vor.

Wenn Sie Zugriff auf das Worddokument haben möchten, auf Ihrem Rechner Microsoft-Word aber nicht installiert ist, müssen Sie das Programm „**wd97vwr32.exe**“ aus dem CD-Ordner „**more**“ auf Ihrem Rechner installieren

Gehen Sie wie folgt vor:

„**START**“-Knopf drücken – „**Ausführen**“ auswählen – in „**Öffnen**“ **D:\more\wd97vwr32.exe** eintragen.

Danach betätigen Sie den Knopf „**OK**“

„**D**“ steht hierbei stellvertretend für das Laufwerk, in dem sich Ihre CD befindet.

Wenn Sie Zugriff auf das PDF-Dokument haben möchten, auf Ihrem Rechner Acrobat Reader aber nicht installiert ist, müssen Sie hierzu das Programm „**AdbeRdr60_deu_full.exe**“ aus dem CD-Ordner „**more**“ auf Ihrem Rechner installieren

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

„**START**“-Knopf drücken – „**Ausführen**“ auswählen – in „**Öffnen**“ **D:\more\ar505deu.exe** eintragen. Danach betätigen Sie den Knopf „**OK**“

„**D**“ steht hierbei stellvertretend für das Laufwerk, in dem sich Ihre CD befindet.

Auf der CD finden Sie im Ordner **Word-Dokumente** und **PDFs** die Handbücher für die entsprechende Version.

Hotline-Zugang / Zeiten / Preise:

Sie können die Hotline folgendermaßen erreichen:

medidat-Hotline-Telefon: + 49 (0)89 – 700 65 817

medidat-Hotline-Fax: + 49 (0)89 – 5238 9214

medidat-E-Mail: support@medidat.de

medidat Website: www.medidat.de

Hotlinezeiten: Montag und Mittwoch von 15:00 – 17:00 Uhr, Freitag von 10:00 – 12:00 Uhr

Die Benutzung der Hotline ist für Kunden der Kaufvariante gebührenpflichtig.

Grundgebühr für die Bereitstellung der Hotline pro Anfrage: € 5,-

Bearbeitung der Anfrage pro Minute: € 1,60 (alle Preise zzgl. der ges. MwSt.)

Falls Sie noch keinen haben, empfehlen wir den Abschluss eines Softwarepflegevertrags. Dadurch haben Sie täglichen Zugang zur Hotline und erhalten Updates automatisch. Und das alles für nur 26,00 EUR inkl. MwSt. pro Monat. Gerne informieren wir Sie über alle Leistungen, die im Softwarepflegevertrag enthalten sind.