

# medidat<sup>®</sup> 11.3

## Installation unter Windows XP und Vista

Es gibt verschiedene Arten der Installation. Wählen Sie die folgende aus:

ACHTUNG: Die neue Version unterstützt nur noch die beiden o.g. Betriebssysteme.

### Update-Installation auf einem Einzelplatz-PC:


Diese Installationsart ist die richtige, wenn auf Ihrem PC eine Vorgängerversion von medidat 11.3 installiert ist.

Schließen Sie alle Programme, bevor Sie mit der medidat-Installation beginnen. Außerdem müssen Sie über Administratorrechte verfügen, um die Installation durchführen zu können.


Wenn Sie ein weiteres Zusatzmodul erworben haben, benötigen Sie den neuen Lizenzcode für die Installation. Ansonsten wird die vorhandene Lizenz von der neuen Version übernommen.

Doppelklicken Sie die von unserer Internetseite heruntergeladene Datei „**SetupMedidat11.exe**“. Der Installationsvorgang beginnt jetzt. Wenn Sie eine CD von uns erhalten haben, legen Sie die CD ein und starten die Installation von der CD.

Zunächst sehen Sie den „Willkommen-Bildschirm“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.



Danach erscheint der Bildschirm „Installations-Art“. Die Auswahl „Update“ ist bereits ausgewählt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.




Sie sehen jetzt den Bildschirm „Lizenzabkommen“. Wenn Sie mit den Lizenzbedingungen einverstanden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Annehmen“.

Als nächstes erhalten Sie den Bildschirm „Programm-Ordner festlegen“. Übernehmen Sie die Vorgabe „C:\Programme“ und klicken Sie auf „Weiter“.

Im nun folgenden Dialog „Datenbank-Ordner festlegen“ bestimmen Sie, wohin die medidat-Datenbank installiert werden soll. Wählen Sie bitte „für alle Benutzer auf diesem Rechner“ an. Klicken Sie auf „Weiter“.

Im Fenster „Startmenü-Ordner bestimmen“ legen Sie die Programmverknüpfung an. Übernehmen Sie hier die Vorgabe und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Es erscheint nun das Fenster mit dem Dialog für die „medidat Lizenzierung“.



Wenn Sie keine zusätzlichen Module erworben haben, bestätigen Sie hier mit „Weiter“. Sie brauchen keinen Lizenzcode einzutragen. Der Ihnen seinerzeit übergebene Lizenzcode ist für alle medidat 11 Versionen gültig und wird somit auch für die Version 11.3 verwendet.

Falls Sie ein zusätzliches Modul gekauft haben, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Lizenz ändern“ und tragen die neue Seriennummer und den neuen Freischaltcode ein und klicken dann auf „Weiter“.

In der Lizenzanzeige sehen Sie nun die von Ihnen erworbenen Module. Klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Schließlich sehen Sie jetzt eine „Zusammenfassung der Installationsoptionen“. Klicken Sie jetzt auf „Installieren“. Schließlich klicken Sie zu guter Letzt noch auf „Fertig stellen“.

Auf dem Desktop (Windows Startbildschirm) sehen Sie jetzt die medidat Icons (Symbole).

**WICHTIG:** Nach der abgeschlossenen Installation starten Sie das Programm „**medidat 11 Hilfsprogramme**“, indem Sie das "medidat Hilfsprogramme" Symbol anwählen. Im Menü „Datei“ wählen Sie „Reindex /Reorganisation“ an. Führen Sie die Reorganisation durch Drücken der Schaltfläche „Reindex /Reorganisation starten“ aus. Schließen Sie nach der Meldung: „Reindex / Reorganisation erfolgreich“ die medidat Hilfsprogramme.

Starten Sie jetzt das medidat Basisprogramm, indem Sie das medidat-Symbol doppelklicken. Jetzt erscheint die „medidat Systemanmeldung“.



Geben Sie Ihr bisheriges Passwort ein. Jetzt können Sie wie gehabt anfangen zu arbeiten.

An jeder Stelle des Programms erhalten Sie durch Drücken der **F1**-Taste Hilfe.

**Führen Sie täglich eine Datensicherung auf ein externes Medium, wie z.B. externe Festplatte, Memory Stick, CD/DVD o.a. durch.**

Wenn Sie hierzu Fragen haben, melden Sie sich bitte bei uns.

## Handbuch

Auch wir möchten es vermeiden überflüssiges Papier zu produzieren. Deshalb wird medidat mit einem „Online-Handbuch“ ausgeliefert. Sie können das „Online-Handbuch“ auch auszudrucken.

Das Handbuch liegt sowohl als Worddokument als auch als PDF-Datei (Acrobat Reader) vor.

Wenn Sie Zugriff auf das Worddokument haben möchten, auf Ihrem Rechner Microsoft-Word aber nicht installiert ist, müssen Sie das Programm „**wd97vwr32.exe**“ aus dem CD-Ordner „**more**“ auf Ihrem Rechner installieren

Gehen Sie wie folgt vor:

„**START**“-Knopf drücken – „**Ausführen**“ anwählen – in „**Öffnen**“ **D:\more\wd97vwr32.exe** eintragen.

Danach betätigen Sie den Knopf „**OK**“

„**D**“ steht hierbei stellvertretend für das Laufwerk, in dem sich Ihre CD befindet.

Wenn Sie Zugriff auf das PDF-Dokument haben möchten, auf Ihrem Rechner Acrobat Reader aber nicht installiert ist, müssen Sie hierzu das Programm „**AdbeRdr60\_deu\_full.exe**“ aus dem CD-Ordner „**more**“ auf Ihrem Rechner installieren

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

„**START**“-Knopf drücken – „**Ausführen**“ anwählen – in „**Öffnen**“ **D:\more\ar505deu.exe** eintragen. Danach betätigen Sie den Knopf „**OK**“

„**D**“ steht hierbei stellvertretend für das Laufwerk, in dem sich Ihre CD befindet.

Auf der CD finden Sie im Ordner **Word-Dokumente** und **PDFs** die Handbücher für die entsprechende Version.

## **Hotline-Zugang / Zeiten / Preise:**

Sie können die Hotline folgendermaßen erreichen:

**medidat-Hotline-Telefon:** + 49 (0)89 – 700 65 817

**medidat-Hotline-Fax:** + 49 (0)89 – 5238 9214

**medidat-E-Mail:** [support@medidat.de](mailto:support@medidat.de)

**medidat Website:** [www.medidat.de](http://www.medidat.de)

Hotlinezeiten: Montag und Mittwoch von 15:00 – 17:00 Uhr, Freitag von 10:00 – 12:00 Uhr

Die Benutzung der Hotline ist für Kunden der Kaufvariante gebührenpflichtig.

Grundgebühr für die Bereitstellung der Hotline pro Anfrage: € 5,-

Bearbeitung der Anfrage pro Minute: € 1,60 (alle Preise zzgl. der ges. MwSt.)

Falls Sie noch keinen haben, empfehlen wir den Abschluss eines Softwarepflegevertrags. Dadurch haben Sie täglichen Zugang zur Hotline und erhalten Updates automatisch. Und das alles für nur 26,00 EUR inkl. MwSt. pro Monat. Gerne informieren wir Sie über alle Leistungen, die im Softwarepflegevertrag enthalten sind.